

VANISHPOINT®

Seguridad a través
de su diseño

Mecanismo de seguridad dentro
del portatubo

Estudios muestran que la mayoría
de las heridas provocadas por
un pinchazo de aguja ocurren
segundos después de que se
retire la aguja del paciente*

El mecanismo de seguridad
se activa ANTES de que se retire
la aguja, reduciendo de forma
eficaz la exposición a objetos
punzantes contaminados

La aguja se retrae directamente del
paciente al portatubo, protegiendo
así a los usuarios de los dos
extremos de la aguja contaminada

Evita tener que retirar la aguja y
tener que volver a tapanla

El portatubo de un solo uso cumple
con el reglamento de seguridad y
previene la contaminación cruzada

Seguridad para usted y sus pacientes

* CDC (Centers for Disease Control and Prevention/Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) (1997). Evaluación de los dispositivos de seguridad para prevenir heridas percutáneas entre los trabajadores sanitarios mientras realizan flebotomías. Minneapolis-St. Paul, Nueva York y San Francisco, 1993-1995. MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report/Informe semanal sobre morbilidad y mortalidad) 46(2):21-25.

Número de
catálogo

Descripción

Productos VanishPoint® para la extracción de sangre

22701

Portatubo VanishPoint para la extracción de sangre
250 unidades por caja

22711

Adaptador de tubo VanishPoint de
diámetro pequeño - 25 unidades por estuche

Otros productos VanishPoint® de seguridad



Jeringas VanishPoint®

Nuevo!



Catéter Intravenoso VanishPoint®



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.

www.vanishpoint.com

CE

© 2008 Retractable Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. M020 REV.0

511 Lobo Lane

Little Elm, Texas 75068-0009 USA

Tel.: 1 (972) 221-6644

Fax: 1 (972) 294-4400

Llamada sin cobro: 1-888-703-1010

EE.UU./Canadá: rtisales@vanishpoint.com

Internacional: rti.intl@vanishpoint.com

SEGURIDAD TOTAL PARA EL PROFESIONAL CLÍNICO Y SUS PACIENTES



VANISHpoint™
PORTATUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE

El standard nuevo para la seguridad™